

## 製品仕様書

商品名:シンガーポリスリム箱入 100枚入

## 1. 構成

生産国	中国
主要素材	ポリエチレン
形式	左右兼用平手タイプ
サイズ	SS,S,M,L
仕上げ	外エンボス加工
カラー	クリア/ブルー
適合規格	食品衛生法(厚生省告示第370号)

## 2. 寸法

単位:mm

サイズ	全長(±10)	手の平周幅(±5)	中指長さ(±5)
SS	275	120	69
S	275	130	76
M	275	145	83
L	275	150	84

## 3. 品質水準

項目		検査基準	AQL
溶着強度		S-2	4.0
寸法		S-2	4.0
物性		S-2	4.0
外観	致命欠点	S-4	0.4
	重欠点	S-4	1.0
	軽欠点	S-4	4.0
包装		S-2	4.0

## 4. 厚さ

単位:mm

測定箇所	基準値	許容範囲(±)
袖部	0.026	0.002
手の平部	0.026	0.002
指部	0.026	0.002

## 5. 物性

溶着強度(Kpa)	3.0	以上
-----------	-----	----

## 6. 包装

	形態	入数
箱入・内装	箱	100枚
箱入・外装	カートン	60箱