


尿器洗浄ブラシ

取扱説明 ご使用前にこの取扱説明をよく読んで理解し正しく使用してください。



ブラシの取付け方

①ブラシ根元と②柄の先端部を持って「カチッ」と音がするまではめ込んでください。

【ご注意】一度取り付けたブラシは、取りはずさないでください。
無理に引き抜くと、ツメが折れ使用できなくなります。

品質表示	材質	耐熱温度
ブラシ	ナイロン	100℃
柄・接続パーツ	ポリプロピレン	120℃