





(単位：mm)				
	A	B	C	t
50ml	φ 40	60	φ 52	0.8
100ml	φ 50	70	φ 64	1.0
200ml	φ 60	90	φ 75	1.0
300ml	φ 65	100	φ 80	1.0
500ml	φ 80	130	φ 100	1.2
1 L	φ 105	150	φ 124	1.2
2 L	φ 130	190	φ 150	1.2
3 L	φ 150	200	φ 172	1.2
5 L	φ 180	220	φ 205	1.2

材質；SUS304
仕上；内外バフ研磨
（# 2 0 0）

	へら絞りピーカー			
	A			