

javalla

着けているの忘れて
ぐっすり、眠ろう

ふわっと乗せるような、柔らかな着けごち。
javalla(ジャバラ)は革新的な蛇腹構造で、
従来のマスクに比べて圧迫感を約1/3にまで抑えました。
肌にそっと寄り添い、顔への負担を軽減し着脱もスムーズ。
自然な呼吸が整えば、
あなたの眠りもきっと変わっていきます。

人工呼吸器用マスク javalla(ジャバラ)



javalla

肌にやさしく、密閉性を確保できる 蛇腹構造の人工呼吸器用マスク

javalla(ジャバラ)は、顔への圧迫を最小限に抑えながら安定して密閉を確保できる人工呼吸器用マスクです。匠の技術で製造が可能となった独自の蛇腹構造により従来のマスクと比べて約1/3の圧力で高い密閉性を実現。空気の漏れを防ぎながら、締め付けによる痛みや圧損傷のリスクを低減できることが期待できます。サイズ選択の手間やドレッシングが不要なワンサイズ設計でマスクの装着・交換を手軽に行えます。ベルト部分には明るい色のカラーバリエーションを採用しご利用者が用途や好みに応じて選べるようにデザインをしています。



しめつけないのに、 しっかり密閉

蛇腹構造により、従来の1/3の圧でフィット。強く押しつけなくても、空気がもれにくい構造を実現しています。

ALL IN ONE SIZEで どんな顔にも、ぴったり

ワンサイズで、さまざまな顔の形に対応。サイジングやドレッシングが不要で、装着の負担を低減します。



選べる カラーバリエーション

ベルトやピンには、定番のグレーに加えて6種のカラーバリエーションをご用意。用途や好みに合わせて、組み合わせを自由にお選びいただけます。

MESSAGE — 開発者メッセージ —

「つけるのが大変(医療者)」「痛いけど我慢している(患者)」——そんな現場の声に向き合いながら、肌にやさしく、装着のストレスが少ないマスクを目指しました。患者さんにも、支える人にも負担の少ない、思いやりから生まれたマスクです。

株式会社iDevice 創業者
島根大学地域包括ケア教育研究センター 客員教授 原 正彦
循環器内科専門医

javallaマスク(人工呼吸器用マスク)/(1個)

型番	JVM: ベントタイプ、JNM: ノンベントタイプ
サイズ	(W)113 × (H)113 × (D)117mm
届出番号	27B2X00349000001
原材料	〈マスク本体〉 ・蛇腹クッション: シリコーンゴム ・マスクカバー: ポリカーボネート ・固定ピン: アルミニウム(アルマイト処理) ・コネクタ部: ポリカーボネート 〈付属品〉 固定用バンド(ネオプレン、ポリエステル、ポリカーボネート)
保管方法	-20℃~60℃(結露に注意)、水漏れ注意、直射日光・高温多湿を避ける
構成	マスク(ベントコネクタまたはノンベントコネクタ)、固定バンド

※他の製品と組み合わせて使用するとき、接続状態に閉塞等の危険がないことを必ず確認すること(死亡事故や重症事故を招く恐れがあるため)。使用中は患者の状態を常に監視し、回路の外れや閉塞等に十分注意すること。火気厳禁。



ご購入はECサイトをご覧ください

<https://javalla.jp/>

製造販売業者

株式会社 i Device

大阪府大阪市北区梅田1丁目11番4-1000号
TEL:06-7178-3590
<https://www.med-idevice.com/>