

感染症防護対策キット

ガウン
タイプ

ICK[®]-1M(受注生産)

作業者前面からの危険を想定し、鳥インフルエンザ対策等で使用されるデュポン™タイベック® 製防護服と同じ素材のガウンを中心とした、ゴーグル・フェイスシールド・N95マスク・グローブ・キャップのキットをご提案します。

ICK[®]-1M (サイズ M/L)

保護具	特徴・仕様	写真
防護服	タイベック® 製ガウン ・サイズ：M/L ※サイズ表参照 ・素材：繊維径0.5~10μmの高密度ポリエチレン ・製法・構造：フラッシュスパン製法の単層構造 ・優れた粉じんバリア性能、耐久性、耐液体浸透防護性能を持つ。	
マスク	N95マスク ・N95規格適合品 ・頭掛け	
ゴーグル	粉じん防護用ゴーグル ・JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品	
フェイスシールド	フェイスシールド ・面体サイズ：幅30cm以上 x 高さ19cm以上（平置き時） ・飛散する血液や体液等の液体から顔面を防護する。	
手袋	ニトリル薄手手袋 ・個別包装 ・カラー：白または青など	
キャップ	タイベック® 製キャップ ・ゴム入	



サイズ表 (タイベック® 製ガウン)

	身長(cm)	胸囲(cm)
M	146~164	72~92
L	158~176	84~104

参考価格(税込)

ICK [®] -1M	※
----------------------	---

2023年6月以降

※受注生産品の為、納期はお問い合わせください。
※上記のキット内容は都合により変更になる場合があります。

※ICK[®] は、アゼアス株式会社の登録商標です。 ※デュポン™、タイベック® は米国デュポン社の関連会社の商標又は登録商標です。

■お問い合わせは

アゼアス株式会社
<https://www.azearth.co.jp>

本社
札幌営業所
仙台営業所
大阪事業所
岡山事業所

〒111-8623 東京都台東区蔵前4-13-7
〒003-0827 札幌市白石区菊水元町七条2-9-16
〒981-0924 仙台市青葉区双葉ヶ丘1-22-5 ガーデンシティ3階
〒542-0081 大阪市中央区南船場4-7-6 心齋橋中央ビル2階
〒719-0301 岡山県浅口郡里庄町里見9065-1

TEL(03)3861-3537 FAX(03)3861-2485
TEL(011)879-1621 FAX(011)874-7805
TEL(022)727-5285 FAX(022)274-5122
TEL(06)6244-1222 FAX(06)6244-1737
TEL(0865)64-4090 FAX(0865)64-4091