



【FD173C】 GMP GRADE:B

カラー   

## 深緑色が業界内で人気のツナギ服

### ◆ 特長

- ・ポケットやペン差し、ループを省いた仕様  
→ コストダウンに加え異物混入対策に最適です
- ・ウエストはひも絞りで調節が可能  
→ ゴム絞りよりもピッタリサイズで着用できます

### 基本スペック

センターファスナー  
腰裏付き  
導電糸5mmストライプ(黒)  
袖口・裾口ゴム絞り

衿部ステンレスホック止め  
素材：ポリエステル100%  
サイズ：S～5L

