



図 1

表 2

形状	番号	る つ ぼ					ふ た		無軸 薬品
		外径D 1 mm	底径D 2 mm	高さH mm	厚み t mm	容量 ml	内径 d mm		
A形	0	41 ^{±1.0}	16 ^{±1.0}	25 ^{±1.0}	1.4 ^{+0.2} _{-0.1}	15	44 ^{±1.5}		
	1	50 ^{±1.0}	19 ^{±1.0}	31 ^{±1.0}	1.7 ^{±0.2}	30	55 ^{±1.5}		
	2	58 ^{±1.0}	21 ^{±1.0}	37 ^{±1.0}	1.8 ^{±0.2}	50	63 ^{±1.5}		
B形	000	26 ^{±1.0}	13.5 ^{±1.0}	19 ^{±1.0}	1.3 ^{±0.1}	5	29 ^{±1.5}		
	00	32 ^{±1.0}	15 ^{±1.0}	24 ^{±1.0}	1.3 ^{+0.2} _{-0.1}	10	35 ^{±1.5}		
	0	36 ^{±1.0}	17 ^{±1.0}	27 ^{±1.0}	1.4 ^{+0.2} _{-0.1}	15	40 ^{±1.5}	有	
	1	45 ^{±1.0}	22 ^{±1.0}	36 ^{±1.0}	1.7 ^{+0.2} _{-0.1}	30	50 ^{±1.5}	有	
	2	53 ^{±1.0}	26 ^{±1.0}	43 ^{±1.0}	1.8 ^{±0.2}	50	58 ^{±1.5}	有	
	3	65 ^{±1.0}	32 ^{±1.0}	54 ^{±1.0}	1.9 ^{+0.2} _{-0.1}	100	70 ^{±1.5}	有	
	4	72 ^{±1.0}	36.5 ^{±1.0}	59 ^{±1.0}	1.9 ^{+0.2} _{-0.1}	155	80 ^{±1.5}	有	
	5	87 ^{±1.0}	43 ^{±1.0}	73 ^{+2.0} _{-1.0}	2.1 ^{+0.2} _{-0.1}	280	92 ^{±1.5}	有	
C形	0	28 ^{±1.0}	14 ^{±1.0}	36 ^{±1.0}	1.4 ^{+0.2} _{-0.1}	15	35 ^{±1.5※2}		
	1	37 ^{±1.0}	19 ^{±1.0}	45 ^{±1.0}	1.6 ^{+0.2} _{-0.1}	30	40 ^{±1.5※3}		
	3	44 ^{±1.0}	22 ^{±1.0}	53 ^{±1.0}	1.7 ^{±0.2}	50	50 ^{±1.5※4}		