


F 鋭匙

ウィリッガー



FA-11S ★

サイズ / 140 mm
 注文コード 838-14
 標準価格 ¥6,000


ヤンセン



FA-12S ★


サイズ / 160 mm
 注文コード 838-15
 標準価格 ¥6,000

ヘミングウェイ




FA-20C1 ★

サイズ / 170 mm
 注文コード 838-31
 標準価格 ¥6,000



FA-20C2 ★

サイズ / 170 mm
 注文コード 838-32
 標準価格 ¥6,000



FA-20C3 ★

サイズ / 170 mm
 注文コード 838-33
 標準価格 ¥6,000

～ mini information ～

骨鋭匙について・・・

先端部はスプーン型（皿型）になっており

手術器具や投薬器具など医療機関では様々な機能として
 用いられています。

手術時などには、病変組織や骨を採取できます。