

音叉振動式 SV型粘度計

# SV-Aシリーズ

お試し  
ください!

## 無償貸出し キャンペーン実施中!

- ★ 現在お使いの粘度計にご不満はありませんか!
- ★ はじめて粘度計で粘度測定をご検討されている方に!

### 1 無償貸出いたします。

音叉振動式粘度計SV-Aシリーズを  
無償でお貸出し致します。

### 2 オープン試験室を ご利用いただけます。

..... サンプル測定ができます。 .....

エー・アンド・デイのオープン試験室では、  
専門の技術スタッフとともに、お客様の  
測定サンプルを無償で測定することが  
できます。

- ※ご利用に際して、ご購入を目的とした法人様に  
限らせていただきます。
- ※測定データはご自由にお持ち帰りいただけますが、  
試験成績書などは発行できません。
- ※詳しくは、弊社ホームページをご覧ください。



SV-A 粘度検出部(SV-1A)

■ カタログをご用意しています。お気軽にご請求ください。お申込みは、お近くの弊社営業所まで

## 申込書

ご希望の機種に○ **SV-1A / SV-10A / SV-100A**

ご利用内容に○ 無償貸出 / オープン試験室 (サンプル測定)

ご利用希望日: \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

貴社名(学校名): \_\_\_\_\_ 部署: \_\_\_\_\_

お名前: \_\_\_\_\_

ご住所: \_\_\_\_\_

TEL. \_\_\_\_\_

FAX. \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

※無料貸出は、1事業所または1研究所(学校)につき、1回限りとさせていただきます。

# JISZ8803 準拠品 音叉振動式粘度計

粘度計SVシリーズは、JCSS正対象機器です。  
エー・アンド・デイの高度な技術レベルと  
高い信憑性が裏づけた粘度測定標準機器です。

## Sine-wave Vibro Viscometer SV型粘度計 SV-1A/SV-10A/SV-100A

0.3mPa.s~1,000mPa.s  
0.3~1,000mPa.s

0.3mPa.s~10Pa.s  
0.3~10,000mPa.s

1Pa.s~100Pa.s  
1,000~100,000mPa.s

## この様なお客様にご好評いただいています! 音叉型・SVだからできます!

- 粘度を定量化(数値化)したい
- 濃度と粘度の関係をみたい
- 温度と粘度の関係をみたい
- サンプル量を少なくしたい
- 水近辺の粘度(低粘度)を比較したい
- 温度調整しながらはかりたい
- 回転型粘度計(B型)でお困りのお客様に

### SV-Aシリーズ

2mℓから測定可能 (SV-1A)

耐侵食性の強い振動子 (チタン製)

スタンドセット (X-Y-Zステージ付計量部固定スタンド) 標準付属

WinCT-Viscosity (標準添付)、USB接続可能

各種容器標準付属 (サンプル容器、ガラス容器、循環水ジャケット)

※機種によって付属品が異なります。

- ・ フルレンジ1%の高い測定精度
- ・ 0.3~1,000mPa·s/0.3mPa.s~10Pa·s/  
1~100Pa·sと広い測定範囲
- ・ 正確な温度検出
- ・ 長時間の連続測定可能
- ・ 物性変化の連続測定可能



モデル	SV-1A	SV-10A	SV-100A
測定方式	SV型(音叉振動式)/固有振動数 30Hz		
測定粘度範囲	0.3~1,000mPa·s	0.3mPa.s~10Pa.s	1~100Pa.s
測定精度(※)	1%(フルレンジ) 設置環境: 20~30℃、結露しないこと		
最少サンプル量	2mℓ	10mℓ	
試料温度測定部	0~160℃/0.1℃表示		
電源	ACアダプタ (TB-135 : 100V 50Hz/60Hz、約14VA)		
標準価格(税抜)	¥546,000		
JANコード	4981046603270	4981046603287	4981046603492

※校正用標準液にて、同一の液体に振動子を入れたままで繰り返し測定した時の再現性(標準偏差)

**AND** 株式会社 **エー・アンド・デイ**

本社:〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号  
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129

■ 札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759  
■ 仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052  
■ 宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166  
■ 東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117  
■ 東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232  
■ 静岡営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955  
■ 名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769  
■ 大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901  
■ 広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058  
■ 福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<http://www.aandd.co.jp>

**安全上のご注意**

● ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、  
正しくお使いください。

Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows7, Windows8, Excel, Wordは、米国およびその他の国における  
米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。

※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。