

BEAR Micro Measure (ベアー マイクロメジャー)


滅菌済

■最大計測 3mm、0.2mm 単位で計測可能


届出番号：08B1X00003000001

■紛失防止糸付

■ハレーション防止加工



<術中写真>



外形寸法：4.8×2.6×0.2mm
 糸の長さ：約50mm
 数値表示：片面のみ
 製品コード：MM-3-10
 標準価格：10,000円(10枚入り)

マイクロ練習用針付縫合糸

未滅菌

針					糸				入数	標準価格
商品コード	針種類	長さ	径	湾曲	材質	号数	色	長さ		
No.2	丸針	4mm	100μ	弱	ナイロン・モノフィラメント	10-0	黒	20cm	10本	10,000円
No.4	丸針	4mm	100μ	弱	ナイロン・モノフィラメント	9-0	黒	20cm	10本	10,000円
No.10	丸針	3mm	80μ	弱	ナイロン・モノフィラメント	11-0	黒	20cm	10本	18,000円
No.12	丸針	5mm	150μ	弱	ナイロン・モノフィラメント	8-0	黒	25cm	10本	11,000円

メジャー台紙付マイクロテーパー針付縫合糸

承認番号：16000BZZ01909000

滅菌済

針					糸				入数	標準価格
商品コード	針種類	長さ	径	湾曲	材質	号数	色	長さ		
T05A08N15-15M	丸針	5mm	150μ	弱	ナイロン・モノフィラメント	8-0	黒	15cm	10本	16,000円
T04A09N10-15M	丸針	4mm	100μ	弱	ナイロン・モノフィラメント	9-0	黒	15cm	10本	16,000円
T04A10N10-15M	丸針	4mm	100μ	弱	ナイロン・モノフィラメント	10-0	黒	15cm	10本	16,000円
T03A00N08-15M	丸針	3mm	80μ	弱	ナイロン・モノフィラメント	11-0	黒	15cm	10本	25,000円