

商品コード		291019
型式		AW62
性能	洗浄方式	上下2方向圧力水噴射方式 噴射ノズル固定
		(ジェットラックと交換可能)ラック回転式
	洗浄サイクル	ウォッシュ(0~30分間)設定可能
		リンス(0~30分間)設定可能
		ファイナルリンス(オプション)(純水供給装置と接続)
		純水20Lで洗浄
		上記工程に対して任意に選択可能
	給水温度	室温~60℃
	洗浄水温度	45~80℃
	給湯方式	ヒータ加熱(内蔵:6kW)
	給水圧	0.1~0.3MPa
	容器架台	ターンテーブル(標準)(ラック類はオプション)
	給・排水方法	給水:電磁弁の開閉により行い、水量は液面制御スイッチにより規定
排水:落差による自然排水		
構造・規格	外装	クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 耐薬品性焼付塗装
	内装	ステンレス鋼板
	外形寸法	幅600×奥行620×高さ940mm
	内槽寸法	幅560×奥行600×高さ570mm
	ターンテーブル	径550mm(最大負荷25kg)
	ポンプ	三相 AC200V 250W
	ドア	上下開閉式(任意の位置に停止)
	重さ	約90kg
電源(50/60Hz) 定格電流	三相 AC200V 30A(30A)	
付属品	給水ホース(カブラ付 長さ2m)1本、排水ホース(内径25.4mm)2m 1本、	
	ビニールカバー、専用洗剤(ムリンラスター) 1kg、	
	計量スプーン(50mL用)1個、メイン噴射ノズル洗い矢 1個、	
	給水口ユニット	
消耗品	専用洗剤(ムリンラスター)	
●電源プラグは付属しません。●外形寸法は突起部を含まず。		
電源コードの長さは器外約2mです。電源欄の()はブレーカ容量です。		