

商品コード	241008	241057	
型式	SQ500	SQ510	
方式	ラボ用自動高圧蒸気滅菌 ^{※1}		
性能	使用温度範囲	45～135℃(45～80℃[予熱温度]/45～60℃[保温工程]/ 65～100℃[溶解工程]/105～135℃[滅菌工程])	
	最高使用圧力	0.255MPa	
	使用周囲温度	5～35℃	
	蓋部機構	手動上下開閉式安全ロック機構付	
缶体部機構	ヒータ	100V 1,000W 2本	
	排気弁	全開放用及びスローリーク用 各1個	
	オプション用ポート	試料センサ用(1/4)、記録計センサ用(1/4)、圧力計接続用(電磁弁配管より分岐)	
	冷却ファン	軸流ファン	
	コントローラ	温度制御・設定・表示方式	マイクロコンピュータによるPID制御・UP-DOWNキーによるデジタル設定/表示
その他の機能	タイマ・タイマ分解能	タイマ:0または1分～99時間59分 分解能:1分	
	運転機能	器具滅菌コース、液体滅菌コース、滅菌保温コース、 溶解保温コース、マニュアルコース	
	その他の機能	キーロック機能、予約機能、メモリ機能、予熱機能、強制冷却機能、 試料温度センサ(オプション)、パターンロック機能、エラー発生履歴機能(過去20件)、 積算時間表示、時刻表示、操作音オン・オフ設定機能	
		安全装置	センサ異常、SSR短絡、ヒータ断線、空焚防止(液体膨張式)、 ドレンボトル未設置警告、蓋ロック異常、メモリ異常、圧力安全弁(0.255MPa)
圧力容器規格	小型圧力容器(設置届不要)		
規格	外形寸法 ^{※2}	幅520×奥行660×高さ846mm	
	缶体有効寸法	内径370×深さ442mm	
	缶体有効内容積	47.5L	
	重さ	約95kg	
	電源電圧	AC100～120V(20.5～24.5A)	AC200～240V(10.5～12.5A)
付属品	ラック		
	SQ500/510型用 OSQ-90(径332×深さ195.5mm)2個		
	蒸気受けカップ 1個・ドレンボトル 1個・スノコ 1個・ケミカルインジケータ1セット(30枚)・フィルタ1個		

電源プラグは付属しません。電源コードの長さは器外約3mです。

※1. 本機は医療用具ではありません。※2. 外形寸法は突起部を含まず。