

商品コード	241101	241102	241103	241104
型式	ST200*	ST300	ST500	ST510
方式	自動式高圧蒸気滅菌			
性能※1	使用温度範囲 滅菌	105~123℃	105~128℃	
	最高使用圧力	0.18MPa	0.2MPa	
構成	内装	ステンレス鋼板		
	ヒータ	1.3kW	1.7kW	2.0kW
コントローラ	温度制御方式	マイクロコンピュータによるPID制御		
	温度設定方式	▲▼キーによるデジタル設定方式		
	温度表示方式	緑色LEDによるデジタル表示		
	タイマ	1分?99時間59分および100時間?999時間		
	タイマ分解能	1分または1時間		
安全装置	自己診断機能(センサ異常、SSR短絡、ヒータ断線、メインリレー不良、空焚き)、 安全弁、漏電ブレーカ			
規格	有効寸法	径240×深さ 445mm	径300×深さ 445mm	径300×深さ665mm
	※2 外形寸法	幅410×奥行470 ×高さ957mm	幅440×奥行530 ×高さ968mm	幅440×奥行530 ×高さ1,088mm
	有効(総) 内容積	20(22)L	32(36)L	47(51)L
	電源 (50/60Hz)	AC100V 13.5A	AC100V 17.5A	単相AC200V 10.5A
	小型圧力	適用除外	検定合格品	
	容器構造	(構造準拠)	(設置届不要)	
	重さ	60kg	75kg	80kg
	付属品	・ラック(各2個)(メッシュピッチ8.5mm) 200型用 OSM-60(内寸法:径209×深さ204mm) 300型用 OSM-70(内寸法:径266×深さ204mm) 500/510型用 OSM-80(内寸法:径266×深さ315mm) ・スノコ 1個 ・ケミカルインジケータ 1セット(30枚) ・ドレインボトル 1個 ・蒸気受けカップ 1セット		

ST300/500/510には電源プラグは付属しません。電源コードの長さは器外約4mです。

※1.条件:周囲温・湿度 23℃±5℃・65%RH±20% 無負荷

※2.外形寸法は突起部を含まず。

※ ST200型は販売を終了しました。後継品はST201型(商品コード241105)です。