

商品コード		212884	212885	212886	212887	212888	212889	212890	212891
型 式		DKG610	DKG610V	DKG650	DKG650V	DKG810	DKG810V	DKG850	DKG850V
方式		強制送風循環							
性 能※1	使用温度範囲	室温+30℃～260℃							
	温度調節精度	±0.5℃							
	温度分布精度	±2℃(at200℃)、±2.5℃(at260℃)							
	最高温度到達時間	25℃→260℃まで45分以内				25℃→260℃まで50分以内			
	温度下降時間	260℃→50℃まで約30分				260℃→50℃まで約40分			
構 成	給排気	本体前面操作・手動ダンパ 給気管・排気管背面NSSC180 排気ダクト付							
	ダンパ								
	内外装	ステンレス鋼板／クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 耐薬品性焼付塗装							
	ヒータ・断熱材	SUSパイプヒータ・グラスウール							
	構成	200～220V		230～240V		200～220V		230～240V	
	ヒータ	2.6～3.15kW		2.6～2.83kW		3.6～4.36kW		3.6～3.92kW	
	容量								
	送風機	ファン シロッコファン 1基				シロッコファン 2基			
	ファン	コンデンサ30W 1基				コンデンサ30W 2基			
	モータ								
	ケーブル孔	内径30mm 本体右側面1カ所							
	扉	シリコンゴム	フッ素ゴム	シリコンゴム	フッ素ゴム	シリコンゴム	フッ素ゴム	シリコンゴム	フッ素ゴム
	パッキン								
	給気口	ヒータ室底(手動ダンパーによる開閉)							
	排気口	本体背面上部80φ(手動ダンパーによる開閉)							
	ダンパー	本体前面手動操作つまみによる給排気連動							
	制御								
	ヒータ	SSR制御							
	制御								
	センサ	K熱電対(槽内・ヒータ室とも)							
安全装置		自己診断機能(温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、自動過昇防止機能)、キーロック、プログラムロック、過昇防止器 過電流付漏電ブレーカ、ドアスイッチ、温度ヒューズ、外部警報端子							
規 格	内槽寸法	幅600×奥行500×高500mm				幅600×奥行500×高1000mm			
	外形寸法※2	幅770×奥行696(846)×高985mm ()は排気ダクト含む				幅770×奥行696(846)×高1674mm ()は排気ダクト含む			
	内容積	150L				300L			
	棚板耐	15kg/枚							
	荷重※3								
	内槽棚受段数	7段				15段			
	棚受	60mmピッチ							
	ピッチ								
	電源 (50/60)Hz 定格電流	200～220V 13～15A (20A)		230～240V 12～12.5A (15A)		200～220V 18.5～20.5A (30A)		230～240V 16.5～17A (20A)	
	重さ	100kg				145kg			
	付属品	棚板	ステンレスパンチングメタル(最下段1枚はビス止め)						
		2枚				4枚			
棚受		4本				8本			

※1.条件:温・湿度23℃±5℃・65%RH±20%(無負荷)における性能。

※2.外形寸法は突起部を含まず。

※3.全段に棚板を装備した場合の耐荷重は5kg/枚になります

×電源プラグは付属しません。電源コードの長さは機外約2mです。

電源欄の()は、ブレーカ容量です。