

商品コード		242426
型 式		WP51
性能	到達真空度	使用温度における水蒸気圧に準ず
		10°C 1.2kPa(9.2Torr)
		20°C 2.3kPa(17.5Torr)
	30°C 4.2kPa(31.8Torr)	
	排気量	40～50L/min
構成	アスピレータ	金属性 1本
	水 槽	ステンレス鋼SUS304 容量30L
	循環ポンプ	350/450W(50/60Hz)
	(材質)	ステンレス鋼SUS304及び砲金
	真空調節機構	真空計、リーク弁の組み合わせ
	排水ポンプ	最大排出量6L/min(揚程1.5m時4.5L/min)
	(材質)	ステンレス鋼SUS304及び砲金
	安全装置	フロート式自動給水停止装置
規格	電 源	AC100V 50/60Hz 8A
	外形寸法※	幅340×奥行340×高さ600mm
	吸気口	外径12及び18mm
	給排水口	外径14mm
	重 さ	約30kg
付属品	給水ホース	内径12mm×長さ2m 1本
	排水ホース	内径12mm×長さ2m 1本

※突起部は含まず。

- 循環水冷却用には、当社の投込型冷却装置“ネオクールディップ”BE200型が最適です。
- 酸、アルカリ、有機溶媒等を吸引する場合は、循環水を強制給水・排水させて利用して下さい。
- 給水圧は、294kPa(3kg/cm²)以下でご使用下さい。