

商品コード		242424
型 式		WP15
性能	到達真空度	使用温度における水蒸気圧に準ず
		10°C 1.2kPa(9.2Torr)
		20°C 2.3kPa(17.5Torr)
		30°C 4.2kPa(31.8Torr)
	排気量	50Hz 11~13L/min × 2
60Hz 12~14L/min × 2		
構成	アスピレータ	外径12mm金属性2本
	水槽	ポリプロピレン樹脂
	(容量)	10L
	循環ポンプ	80W自吸式
	(材質)	ポリプロピレン樹脂及びステンレス鋼SUS304
	真空調節機構	取付可能(オプション)
	排水方式	オーバーフローにより自然排水
規格	電 源	AC100V 50/60Hz 3.0/3.5A
	外形寸法※	幅360 × 奥行250 × 高さ360mm
	吸気口	外径12mm
	重 さ	約9kg
<p>※突起部は含まず。</p> <p>●有機溶媒等を吸引する場合は、循環水をオーバーフローさせてご使用下さい。その際には本器の設置場所より下に排水口が必要です。</p>		