

商品コード		221535	221536
型 式		CHW700	CHS700
用 途		市水循環用	純水循環用
循環方式		ポンプによる外部密閉系循環	
性 能*1			
使用温度範囲		10℃～室温	
温度調節精度		±1.5℃～2.5℃	
冷却能力*2		約1050W (830kcal) at液温20℃ 室温20℃	
構 成			
温度制御		ON-OFF制御	
温度センサ		T熱電対	
温度設定・表示		デジタル設定・表示	
冷凍機・冷媒		空冷式 675W R407C	
循環ポンプ		マグネットポンプ65W×2台	
装置循環能力 (50/60Hz)	最大流量 (ポンプ能力)	20.1/21.7L/min (22.0/25.0L/min)	
	最大揚程 (ポンプ能力)	19.0/25.0m (20.0/27.0m)	
循環口		RC3/8 メスネジ	
使用周囲温度範囲		5～30℃	
安全装置		自己診断機能、過電流漏電ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー、 冷凍機圧力検知、冷凍機保護用遅延タイマ機能、空焚防止用フロートスイッチ、 自動過昇防止機能、過昇防止器、循環ポンプ保護用バイパス	
その他の機能		排水コック、防塵フィルター、RS485外部通信機能、冷凍機圧力インジケータ、 オートストップ運転、オートスタート運転、キーロック機能、 キャリブレーションオフセット機能、温度出力端子(4～20mA)	
付属品		排水ホース0.5m 1本、オーバーフローホース 0.5m 1本	
規 格			
水槽寸法幅×奥行×高さ(mm)*3		内径300×高さ236	
水槽容量(l)		14	
冷却コイル		銅ニッケルメツキ処理	SUS304
外形寸法幅×奥行×高さ(mm)*3		380×460×1050	
電源(50/60Hz)		AC100V 12A (15A)	
重さ		約75Kg	
※1. 性能データは室温20℃無負荷状態、定格電源電圧50Hz時の値です。			
※2. 冷却能力は環境温度及び使用状況により変化します。			
※3. 水槽寸法・外形寸法は突起部を含まず。			
電源コードの長さは器外約2mです。電源欄の()はブレーカ容量および電源設備容量です。			