

商品コード	291704
型式	AW31
ピペット架数	メスピペット(最大500mmまで可能)
	1mLの場合、264本 / 5mLの場合、216本 / 10mLの場合、136本
超音波発生装置	高周波出力 55W 28kHz
	振動板 ステンレス鋼SUS430
	振動子 丸形フェライト
槽材質	透明塩化ビニール
キャビネット	ステンレス鋼SUS304
ラック寸法(バスケット)	内径φ 138 × 深さ540mm(外径φ 146 × 高さ570mm)
外形寸法	幅390 × 奥行400 × 高さ844mm
重さ	本体 約18.5kg バスケット約1.0kg
電源	AC100V 50/60Hz 2A
付属品	ラック
	手押ポンプ
	給水ホース 内径12mm × 長さ1.5m
	排水ホース 内径25mm × 長さ1.5m
	洗剤(M-251L 低泡性アルカリ洗剤 試供品約1kg)
<p>●外形寸法は突起部を含まず。</p> <p>●総務省の型式指定を受けておりますのでご使用にあたり個別の申請は不要です。</p>	
<p>●本器は、水はけの良い場所に設置してください。</p>	
<p>●長時間使用の場合は周囲温度30℃以下でご使用ください。</p>	