


# 上腕式血圧計 DS-S10の選定について



DS-S10は2モデルのご用意があります。業務用管理ソフトでご使用の際は **DS-S10M** を選定下さい。

個人データ管理用アプリ

HealStyle 専用



**NISSEI  
HealStyle**



Bluetooth

介護システム等

業務用管理ソフト



Bluetooth

パルスオキシメータ

BO-750BT



非接触体温計

MT-500BT



上腕式血圧計  
DS-S10



パルスオキシメータ

BO-750BT



非接触体温計

MT-500BT



手首式血圧計  
WS-M50BT



上腕式血圧計  
DS-S10M



DS-S10(グレー)は、「**NISSEI HealStyle**」接続専用となります。

介護向けシステム等の業務用管理ソフトには接続できません。

「**業務用管理ソフト**」との接続には **DS-S10M(ブルー)**を  
選定下さい。 (NISSEI HealStyle には接続できません。)

※WS-M50BTは2018年11月発売