






符号	日付	変更内容
△		
△		
△		



塗装色	品番
サカエグリーン	JA-0960LN
サカエホワイトアイボリー	JA-0960LNI

均等耐荷重：150kg

2	防振アジャスター	4	(規)	AJ-1S
1	本体	1	SPHC-P	
品番	部品名	1台分数量	材質	備考
作成	R 4. 1. 2 4	3角法	名 称	足踏台(低床用)
承認	設計	製図		W900×D600×H90~110
		中畑		JA-0960LN(I)
		1/8		外観図
株式会社 サカエ			図番	葉番