






符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		



中棚は50ミリピッチで調整可能



	キャスター種類	車輪材質	塗装色	品 番
	固定車2 自在車(S付)2	ゴム車	サカエグリーン	EMR-157
	自在車2 自在車(S付)2			EMR-157J
	固定車2 自在車(S付)2	ナイロン		EMR-157NU
	自在車2 自在車(S付)2	ウレタン車		EMR-157JNU
	固定車2 自在車(S付)2	ゴム車	サカエホワイトアイリー	EMR-157I
	自在車2 自在車(S付)2			EMR-157JI
	固定車2 自在車(S付)2	ナイロン		EMR-157NUI
	自在車2 自在車(S付)2	ウレタン車		EMR-157JNUI

6	キャスター	※	品番により異なる(上記参照)	
5	取手	1	ICSパイプ/PA	
4	底棚	1	SPCC-SD	0.8t
3	中棚	1	SPCC-SD	0.8t
2	天棚	1	SPCC-SD	0.8t
1	支柱	4	SPHC-P	1.6t

品 番	部 品 名			1台分 数 量	材 質	備 考	
作成	H24.11.29			3角法	名 称	スーパーワゴン	
承認	設計	製図	尺度			EMR H740	
		上田	~			EMR-157□	
						外観図	
株式会社 サカエ					図番		葉番