







扉閉時 尺度1：10



| 符号 | 日 付 | 変 更 内 容 |
|----|-----|---------|
| △  |     |         |
| △  |     |         |
| △  |     |         |

塗装色と品番の関係

| 本体塗装色        | 扉・引出し塗装色   | 品 番        |
|--------------|------------|------------|
| サカエグリーン      | サカエライトグリーン | SS-A4NBR   |
| サカエホワイトアイボリー |            | SS-A4NBR I |

均等耐荷重：280kg（ワゴン1台当たり）  
30kg（引出し1段当たり）  
引出し（上）内寸法：W569×D319×H 68  
引出し（下）内寸法：W589×D360×H116  
※引出し（浅）は各段2枚仕切付

| 8               | フットブレーキ     | 1          |           |                  |
|-----------------|-------------|------------|-----------|------------------|
| 7               | マット         | 1          | PVC       |                  |
| 6               | 把手          | 1          | ICSパイプ/PA |                  |
| 5-2             | 自在キャスター（S付） | 2          | ゴム車       | SSTC-100VS（S-2）  |
| 5-1             | 固定キャスター     | 2          | ゴム車       | SSKC-100VS       |
| 4               | 引出し（下）      | 1          |           | 鍵（扉（上収納式）一体）付    |
| 3               | 引出し（浅）      | 4          |           |                  |
| 2               | 扉（上収納式）     | 1          |           | 鍵（引出し（深）一体）付     |
| 1               | 本体          | 1          |           |                  |
| 品 番             | 部 品 名       | 1台分<br>数 量 | 材 質       | 備 考              |
| 作成              | H31.4.1     | 3角法        | 名 称       | エスエスワゴン          |
| 承認              | 設計          | 製図         |           | SS-Aタイプ フットブレーキ付 |
|                 |             | 尺度         |           | W700×D450×H880   |
|                 |             | 上田         |           | 1：8 外観図          |
| 株式会社 <b>サカエ</b> |             |            | 図 番       | 葉 番              |