




符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		



天板：ステンレスカブセ
塗装色：パールホワイト（抗菌）
棚板有効寸法（架台棚）：W1140×D355mm
棚板有効寸法（固定棚）：W1095×D570mm
均等耐荷重（架台棚1段当り）：50kg
均等耐荷重（固定棚1段当り）：250kg
均等耐荷重 天板：250kg

品番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考
作成	R3.1.28	3角法	名 称	ニュービットイン
承認	設計	製図		PNH-R12KPW
		三宅		外観図
		1:20	図 番	葉 番
株式会社 サカエ				