





符号	日付	変更内容
△		
△		
△		



6-2	自在キャスター (S無)	2	SUS304・ナイロンワッシャー	φ75
6-1	自在キャスター (S付)	2	SUS304・ナイロンワッシャー	φ75
5	コンセント	1		
4	コードフック	1	SUS304	
3	中板	2	SUS304	
2	脚フレーム	2	SUS304	
1	天板	1	SUS304	
品番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考
作成	R3.3.31	3角法	名 称	ステンレス実験テーブル
承認	設計	製図		SR-094SU
		上田		外観図
		1:8	図 番	葉 番
株式会社 サカエ				