






| 符号 | 日 付 | 変 更 内 容 |
|----|-----|---------|
| △  |     |         |
| △  |     |         |
| △  |     |         |



有効内寸法 : W684×D565×H788mm  
棚板 : 25mmピッチで段替え可能  
均等耐荷重 : 80kg (中棚1段当たり)  
棚板寸法 : W684×D554×H25mm  
4リットルタンク収納可能数 : 12本 (1段当たり)

| 4               | 棚板            | 2          | SUS304 |               |
|-----------------|---------------|------------|--------|---------------|
| 3               | 扉 (左)         | 1          | SUS304 |               |
| 2               | 扉 (右)         | 1          | SUS304 |               |
| 1               | 本体            | 1          | SUS304 |               |
| 品 番             | 部 品 名         | 1台分<br>数 量 | 材 質    | 備 考           |
| 作成              | R 6 . 3 . 1 4 | 3角法        | 名 称    | ステンレス薬品保管庫    |
| 承認              | 設計            | 製図         |        | H 9 0 0 mm薬品庫 |
|                 |               | 尺 度        |        | S U - 7 0 B   |
|                 |               | 大迫         |        | 外観図           |
|                 |               | 1 : 1 0    | 図 番    | 葉 番           |
| 株式会社 <b>サカエ</b> |               |            |        |               |