





符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		

天板・塗装色と品番の関係

天 板	天板厚さ	塗 装 色	品 番
特殊アクリル系樹脂天板	30	サカエダークグレー	KHC-1890
	30	パールホワイト	KHC-1890W



均等耐荷重 350kg (1台当たり)
カンヌキは前後309ミリピッチで移動可能
塗装色: サカエダークグレー

6	補強フレーム	1	SPHC-P	2.3t
5	カンヌキ	1	SPCC-SD	1.2t
4	アジャスター	4	ABS・ユニクロメッキ	M12XP1.75
3	脚フレーム	2		
2	天受フレーム	2	SPCC-SD	1.2t
1	天板	1	特殊アクリル系樹脂天板	

品番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考
作成	R 5.11.29	3角法	名 称	軽量実験用作業台
承認	設計	製図		W1800XD900XH800
		中畑		外観図

図番		葉番	
----	--	----	--