






調整可能範囲 200

符号	日付	変更内容
△		
△		
△		

均等耐荷重 200kg (1台当たり)
カンヌキは前後234ミリピッチで移動可能
塗装色：サカエダークグレー

5	カンヌキ	1	SPCC-SD	1.2t
4	アジャスター	4	ABS・ユニクロメッキ	M12XP1.75
3	脚フレーム	2		スライド脚付
2	天受フレーム	2	SPCC-SD	1.2t
1	天板	1	特殊アクリル系樹脂天板	
品番	部品名	1台分数量	材質	備考
作成	R3.3.18	3角法	名 称	軽量実験用高さ調整作業台
承認	設計	製図		TKSC-1575
		上田		W1500XD750XH740~940
		1:12		外観図
株式会社 サカエ			図番	葉番