





| 符号 | 日付 | 変更内容 |
|----|----|------|
| △  |    |      |
| △  |    |      |
| △  |    |      |



均等耐荷重 200kg (1台当たり)  
カンヌキは前後234ミリピッチで移動可能  
塗装色：サカエダークグレー

| 5               | カンヌキ    | 1     | SPCC-SD     | 1.2t                |
|-----------------|---------|-------|-------------|---------------------|
| 4               | アジャスター  | 4     | ABS・ユニクロメッキ | M12XP1.75           |
| 3               | 脚フレーム   | 2     |             | スライド脚付              |
| 2               | 天受フレーム  | 2     | SPCC-SD     | 1.2t                |
| 1               | 天板      | 1     | 特殊アクリル系樹脂天板 |                     |
| 品番              | 部品名     | 1台分数量 | 材質          | 備考                  |
| 作成              | R3.3.18 | 3角法   | 名<br>称      | 軽量実験用高さ調整作業台        |
| 承認              | 設計      | 製図    |             | TKSC-1875           |
|                 |         | 上田    |             | W1800XD750XH740~940 |
|                 |         | 1:12  |             | 外観図                 |
| 株式会社 <b>サカエ</b> |         |       | 図番          | 葉番                  |