





符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		



均等耐荷重 200kg (1台当たり)
カンヌキは前後309ミリピッチで移動可能
塗装色：サカエダークグレー

6	補強フレーム	1	SPHC-P	2.3t
5	カンヌキ	1	SPCC-SD	1.2t
4	アジャスター	4	ABS・ユニクロメッキ	M12XP1.75
3	脚フレーム	2		スライド脚付
2	天受フレーム	2	SPCC-SD	1.2t
1	天板	1	特殊アクリル系樹脂天板	
品番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考
作成	R3.3.18	3角法	名 称	軽量実験用高さ調整作業台
承認	設計	製図		TKSC-1890
		上田		W1800×D900×H740~940
		1:12		外観図
図 番			葉 番	