

seca 878 dr

デジタルフラットスケール (検定付) (III)

new



- クリニック等での使用に適した優しいデザインです。
- 革新的なデザイン、堅牢な作りで、優れた耐久性があります。
- ダブルディスプレイで違った位置からも同時に読み取れます。
- パーソナル化するため別売りオプションのデザインプレート注文できます。

別売オプションのデザイン
プレート作りは下記まで
www.seca.com/doctorscale

seca 878 dr:**堅牢な体重計で魅力的なデザイン**

クリニック等での使用向けに特別にデザインされた医師用スケール seca 878 dr。両方向から読み取れるLCDディスプレイが備わっており、屈まずに足で簡単に電源が入られるようになっており、あまりスペースのないクリニック等の医療施設に理想的なフラットスケールです。軽量のため色々な場所で利用でき、又堅牢なので長年ご愛用いただけます。

**正確な測定結果**

デジタルフラットスケールseca 878 drは従来の個人向け体重計とは比較にならないほどの精度を誇ります。クリニック向けに特別に開発された医師用スケールは製造過程で厳しい要求に従い利用者にも優しいデザインです。常に正確なデータを提供し、優れたコストパフォーマンスを提供します。

多機能で優れた使い勝手


両方向から読み取れるLCDディスプレイは測定値をモニターするのに最適な解決策です。足でオンオフできるスイッチは、屈むことなく電源が入り、背中に優しい作りをしています。マザー/チャイルド機能を使えば母親の体重を差し引き赤ちゃんの体重をストレスフリーで測定することができます。これらの特徴と共にコンパクトでモダンなデザインが seca 878 dr を理想的な医師用スケールとします。

個別にパーソナ化*

製品の名前は品質と最新の機能によってもたらされるものです。そこでseca 878 drを「医師用スケール」と名付けました。それは利用者のプロフェッショナリズムを反映させ、製品の価値を表現します。別売りオプションでオーダー可能なデザインプレートは利用者に測定値の正確性の確信を与え、パーソナル化したメッセージに変えられます。詳しい情報はこちらまで：
www.seca.com/doctorscale



平らな設計で滑りにくい計量台なので安定して快適に乗れます。



別売りオプションの特注デザインプレートサービスでパーソナ化できます。



前面にある2つのボタンは足で簡単に作動させられます。

QRコードからもウェブサイトアクセスできます:

**seca 878 dr****Technical data**

- 最大計量: 200 kg
- 表示単位: 100 kgまで100 g、100 kg以上200 g
- サイズ (WxHxD): 321 x 61 x 361 mm
- 計量台サイズ (WxHxD): 288 x 60 x 280 mm
- 重量: 4.1 kg
- 電源: 単三乾電池x6本、ACアダプター
- 機能: マザー/チャイルド機能、ホールド機能、自動電源オフ機能
- 精度等級: 4 級
- 別売オプション: デザインプレート seca 478