



フェザー®替刃メス No.370/No.390

フェザー替刃メスNo.370、No.390は、主に顕微鏡(マイクロスコープ)を用いた微細な手術時に有効な小型替刃メスです。
適切な形状・刃厚で、コントロールしやすく微細な切開が可能です。




フェザー替刃メスハンドルに装着して使用できます。

適用ハンドル



管理医療機器 / 単回使用メス用刃 / 製造販売認証番号: 218AABZX00123000

品番／形状	刃 厚	形状サイズ	入 数	JANコードナンバー
No.370  (原寸大)	0.38mm 両面刃付	直径 3mm	1箱(10枚入)	 4 902470 017709
No.390  (原寸大)	0.38mm 片面刃付	先端1.3mmから 2.0mmへ テーパ形状	1箱(10枚入)	 4 902470 017730

フェザー®ブレイドプライヤーNo.3

フェザーブレイドプライヤーは、フェザー替刃メスハンドルからフェザー替刃メスを取り外すための器具です。
替刃を挟んで横に引きぬくことで、安全に取り外すことが可能です。



※フェザー替刃メスハンドルNo.3、No.3T、No.7専用です。

入 数	JANコードナンバー
1箱(1本入)	 4 902470 068800

●本製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。



フェザー安全剃刀株式会社
メディカル部

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町1丁目2番2号
TEL.03-3864-0917 FAX.03-3862-8040
ホームページ <http://www.feather.co.jp/>



9001:メディカル以外
13485:メディカル