

マイクロループ・ディスポループ・ディスポニードル

使用説明書

【特長】

- ・均一な品質により菌液の希釈や一定量の菌液を採取する際に有用です。
- ・ループの自製に要する時間を節約でき、正確な成績を出す基本となります。

【製品一覧】

メディカルワイヤー社製白金耳・白金線

統一商品コード	品名	内径	容量	包装
019100289	マイクロループ 1号	5.05mm	10 μ L	25 本入
019100296	マイクロループ 2号	3.57mm	5 μ L	25 本入
019100302	マイクロループ 3号	2.91mm	3.33 μ L	25 本入
019100319	マイクロループ 4号	2.52mm	2.5 μ L	25 本入
019100326	マイクロループ 5号	2.26mm	2 μ L	25 本入
019100333	マイクロループ 10号	1.59mm	1 μ L	25 本入

※マイクロループの材質はニクロム線です。シャフト部分がコイル状になっているため弾力性があり使いやすくなっています。

統一商品コード	品名	容量	包装
019100357	ディスポ・ループ 1 μ L (Blue)	1 μ L	1000 本入り
019100364	ディスポ・ループ 10 μ L (Red)	10 μ L	1000 本入り
019100630	ディスポニードル	-	1000 本入り
019100371	プラチナマイクロループ 1 μ L	1 μ L	1 本
019100388	プラチナマイクロループ 10 μ L	10 μ L	1 本

【関連製品】

プロラボ社製白金耳ホルダー

統一商品コード	品名	包装	長さ
019100463	白金耳ホルダー (アルミ製)	1 本	約 20cm
019100562	白金耳ホルダー (プラスチック製)	1 本	約 20cm

(輸入販売元)

イワキ株式会社

医薬・FC 事業部 特約部 バイオ開発グループ

〒114-0003 東京都北豊島 7-30-17

TEL 03-3913-4148 FAX03-3913-4149

bio@iwaki-kk.co.jp