

回転粘度計 仕様書一覧

表中の数字は測定最大粘度(mPa・s)です。実際の測定範囲は最大粘度の10%までです。

単位:mPa・s(cP)、記号 K(キロ):1,000 M(メガ):1,000,000

LVトルクモデル オプションスピンドル スピンドル別対応粘度値一覧

数字は測定最大粘度(mPa・s)

スピンドル	回転数 (rpm)																			
	0.3	0.5	0.6	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	10	12	20	30	50	60	100	200	250
SC4-14	391K	234K	195K	117K	78.1K	58.6K	46.9K	39.1K	29.3K	23.4K	19.5K	11.7K	9.8K	5.9K	3.9K	2.3K	2K	1.2K	586	469
SC4-15	156K	93.7K	78.1K	46.9K	31.2K	23.4K	18.7K	15.6K	11.7K	9.4K	7.8K	4.7K	3.9K	2.3K	1.6K	937	781	469	234	187
SC4-16	400K	240K	200K	120K	80K	60K	48K	40K	30K	24K	20K	12K	10K	6K	4K	2.4K	2K	1.2K	600	480
SC4-18	10K	6K	5K	3K	2K	1.5K	1.2K	1K	750	600	500	300	250	150	100	60	50	30	15	12
SC4-21	15.6K	9.4K	7.8K	4.7K	3.1K	2.3K	1.6K	1.2K	937	781	469	391	234	156	94	78	47	23	19	
SC4-25	1.6M	960K	800K	480K	320K	240K	192K	160K	120K	96K	80K	48K	40K	24K	16K	9.6K	8K	4.8K	2.4K	1.9K
SC4-27	78.1K	46.9K	39.1K	23.4K	15.6K	11.7K	9.4K	7.8K	5.9K	4.7K	3.9K	2.3K	2K	1.2K	781	469	391	234	117	94
SC4-28	156K	93.7K	78.1K	46.9K	31.2K	23.4K	18.7K	15.6K	11.7K	9.4K	7.8K	4.7K	3.9K	2.3K	1.6K	937	781	469	234	187
SC4-29	312K	187K	156K	93.7K	62.5K	46.9K	37.5K	31.2K	23.4K	18.7K	15.6K	9.4K	7.8K	4.7K	3.1K	1.9K	1.6K	937	469	375
SC4-31	100K	60.0K	50.0K	30.0K	20.0K	15.0K	12.0K	10.0K	7.5K	6.0K	5.0K	3.0K	2.5K	1.5K	1K	600	500	300	150	120
SC4-34	200K	120K	100K	60K	40K	30K	24K	20K	15K	12K	10K	6K	5K	3K	2K	1.2K	1K	600	300	240
ULA	2.0K	1.2K	1.0K	600	400	300	240	200	150	120	100	60	50	30	20	12	10	6	3	2
CPA-40Z	1.0K	613	511	306	204	153	123	102	77	61	51	31	26	15	10	6	5	3	2	1
CPA-41Z	3.8K	2.3K	1.9K	1151	767	576	460	384	288	230	192	115	96	58	38	23	19	12	6	5
CPA-42Z	2.0K	1.2K	1.0K	600	400	300	240	200	150	120	100	60	50	30	20	12	10	6	3	2
CPA-51Z	162K	9.7K	8.1K	4.9K	3.2K	2.4K	1.9K	1.6K	1.2K	971	809	485	404	243	162	97	81	49	24	19
CPA-52Z	31.0K	18.6K	15.5K	9.3K	6.2K	4.6K	3.7K	3.1K	2.3K	1.9K	1.5K	930	775	465	310	186	155	93	46	37

RVトルクモデル オプションスピンドル スピンドル別対応粘度値一覧

数字は測定最大粘度(mPa・s)

スピンドル	回転数 (rpm)																				
	0.3	0.5	0.6	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	10	12	20	30	50	60	100	200	250	
SC4-14	4.2M	2.5M	2.1M	1.3M	833K	625K	500K	417K	313K	250K	208K	125K	104K	62.5K	41.7K	25.0K	20.8K	12.5K	6.3K	5K	
SC4-15	1.7M	1M	833K	500K	333K	250K	200K	167K	125K	100K	83.3K	50K	41.7K	25K	16.7K	10K	8.3K	5K	2.5K	2K	
SC4-16	4.3M	2.6M	2.1M	1.3M	853K	640K	512K	427K	320K	256K	213K	128K	107K	64K	42.7K	25.6K	21.3K	12.8K	6.4K	5.1K	
SC4-18	107K	64K	53.3K	32K	21.3K	16K	12.8K	10.7K	8K	6.4K	5.3K	3.2K	2.7K	1.6K	1.1K	640	533	320	160	128	
SC4-21	167K	100K	83.3K	50K	33.3K	25K	20K	16.7K	12.5K	10K	8.3K	5K	4.2K	2.5K	1.7K	1K	833	500	250	200	
SC4-25	17.1M	10.2M	8.5M	5.1M	3.4M	2.6M	2M	1.7M	1.3M	5.1M	1M	853K	512K	427K	256K	171K	102K	85.3K	51.2K	25.6K	20.5K
SC4-27	833K	500K	417K	250K	167K	125K	100K	83.3K	62.5K	50K	41.7K	25K	20.8K	12.5K	8.3K	5K	4.2K	2.5K	1.3K	1K	
SC4-28	1.7M	1M	833K	500K	333K	250K	200K	167K	125K	100K	83.3K	50K	41.7K	25K	16.7K	10K	8.3K	5K	2.5K	2K	
SC4-29	3.3M	2M	1.7M	1M	666.7K	500K	400K	333K	250K	200K	167K	100K	83.3K	50K	33.3K	20K	16.7K	10K	5K	4K	
SC4-31	1.1M	640K	533K	320K	213K	160K	128K	107K	80K	64K	53.3K	32K	26.7K	16K	10.7K	6.4K	5.3K	3.2K	1.6K	1.3K	
SC4-34	2.1M	1.3M	1.1M	640K	427K	320K	256K	213K	160K	128K	107K	64K	53.3K	32K	21.3K	12.8K	10.7K	6.4K	3.2K	2.6K	
ULA	21K	13K	10.7K	6K	4.3K	3K	2.6K	2.1K	1.7K	1.3K	1.1K	640	533	320	213	128	107	64	32	26	
CPA-40Z	11K	7K	5.5K	3K	2.2K	2K	1.3K	1.1K	1K	654	545	327	273	164	109	65	55	33	16	13	
CPA-41Z	41K	25K	20.5K	12K	8.2K	6K	4.9K	4.1K	3K	2.5K	2.0K	1.2K	1.0K	614	409	246	205	123	61	49	
CPA-42Z	21K	13K	10.7K	6K	4.3K	3K	2.6K	2.1K	2K	1.3K	1.1K	640	533	320	213	128	107	64	32	26	
CPA-51Z	173K	104K	86.3K	52K	34.5K	26K	20.7K	17.3K	13K	10.4K	8.6K	5.2K	4.3K	2.6K	1.7K	1.0K	863	518	259	207	
CPA-52Z	331K	198K	165.4K	99K	66.1K	50K	39.7K	33.1K	25K	19.8K	16.5K	9.9K	8.3K	5.0K	3.3K	2.0K	1.7K	992	496	397	