

少量サンプルアダプター選定表

少量サンプルアダプター粘度範囲 $\text{mPa}\cdot\text{s}$ (cP) K=1,000 M=1,000,000
低粘度⇔高粘度

使い捨てチャンバーは SC4-27型のみです。

スピンドル	SC4-27	
サンプルチャンバー	13RD	
サンプル量	10.4mL	
せん断速度(1/s)	0.34N	
粘 度 計 本 体	LVDV3T	9.3 ~ 234K
	LVDV2T	11 ~ 234K
	LVDV1M	23 ~ 78K
	LVDVE	23 ~ 78K
	LVT	39 ~ 78K
	RVDV3T	100 ~ 2.5M
	RVDV2T	125 ~ 2.5M
	RVDV1M	250 ~ 830K
	RVDVE	250 ~ 830K
	RVT	250 ~ 500K
	HADV3T	200 ~ 5M
	HADV2T	250 ~ 5M
	HADV1M	500 ~ 1.7M
	HADVE	500 ~ 1.7M
	HAT	500 ~ 1M
	HBDV3T	800 ~ 20M
	HBDV2T	1K ~ 20M
	HBDV1M	2K ~ 6.7M
HBDVE	2K ~ 6.7M	
HBT	2K ~ 4M	



使い捨てチャンバ
13RD

※一種類のみです。

* せん断速度は回転数rpm×Nで算出します。

例：SC4-18スピンドルで回転数10rpmの場合、せん断速度は $1.32\text{N} \times 10\text{rpm} = 13.2\text{s}^{-1}$ です。