



バルブ座取付参考図

※材質：ポリカーボネイト (PC)
 ※適合Oリング P-16 (太さ2.4×内径15.8)

訂正	•		アズワン株式会社 担当 設計 制作 検閲 寸法 SIZE $\phi 45 \times H 20$ 縮尺 SCALE 1:1 年月日 DATE 2005/01/14				名称 TITLE	NO.
	•						バルブ座 (真空ゲージポート)	C2
	•						図面 PROJECT NAME	図面番号 DWGNO.
	•						仕様図	