

試験報告書

依頼者 株式会社 松田商会 殿
品 名 マスク内部のフィルター 1 点
試験項目 微粒子捕集効率 (PFE)

平成28年11月24日付けで当所に提出
された試料の試験結果は下記のとおりです。

平成28年11月30日

カケン
〒550-0002 大阪市西区江戸堀2丁目5番19号
一般財団法人 **カケンテストセンター**
大阪事業所 資材ラボ
Tel (06)-6441-0315 Fax (06)-6441-2420

記

1. 試験結果

試験項目		試験結果
微粒子捕集効率 PFE (%)	1	99.4
	2	99.6
	3	99.4
	4	99.1
	5	99.4
	平均値	99.4

2. 試験方法

ASTM F 2299

ただし、粒子の中和を行わない。

試験条件

試験面積: 49.0 cm²

試験流量: 28.3 L/min

粒子径: 0.1 μm (0.100±0.003 μm)

粒子の種類: JSR SIZE STANDARD PARTICLES SC-0100-D (JSR ライフサイエンス(株)製)

真球状ポリスチレン系標準粒子

3. 試料

KAKEN KAKEN

KAKEN KAKEN

以上