


## 液体ディスペンサー

MENDA

### HDPEボトル

ポンプ付



- 高密度ポリエチレン容器で各種溶液に使用出来ます。
- 角形なので整理整頓が容易に出来ます。
- 液体を注ぎ入れやすい大きな開口部です。

### ワンタッチタイプ



- 標準ポピュラータイプ。
- 綿やウエス等に溶液を染み込ませて使用する作業に最適。
- ステンレス製。



精密機構バルブで液漏れ、揮発性溶剤の蒸発を防止。



片手で適量を即座に取り出せ、作業性を向上。



ポンプアップされた液体は逆流しない。



溶剤、溶液の無駄な飛び散りや有毒なガスの臭気もない安全で快適な作業環境。

### 使用可能液剤

アルコール・メチル・エチル・ケトン・アセトン・フラックス・シンナー・剥離剤・洗剤液・アクリル液・化粧水・アストリンゼン・防腐剤・M.E.K・その他

※但し、金属製のキャップには強酸性、強化アルカリ性は使用出来ません。