


## 細口共栓瓶(白)・(茶)



### 規格表

容量(ml)	30	60	125	250	500	1000	材質
全高(H1)	77±7	94±10	110±10	140±15	168±15	192±20	並ガラス
本体高さ(H)	70±7	85±8	101±10	128±12	158±15	183±20	並ガラス
胴外径下部(D)	38±2	46±2	55±3	68±3	82±4	106±5	並ガラス
胴外径上部(D1)	41±2	48±2	57±3	71±3	84±4	110±5	並ガラス
口内径(d)	17±2	21±2	21±2	24±3	29±3	31±3	並ガラス
首長(h)	16±3	21±3	24±3	27±3	32±4	33±4	並ガラス
蓋外径(D2)	31±3	37±3	37±3	41±4	47±4	49±4	並ガラス
栓形状	ムク状	ムク状	ムク状	ムク状	開放	開放	-

単位(mm)