

高品質でしっかりとした厚み。

セーフタッチ®ニトリルグローブ アドバンスドソフト パウダーフリー

一般医療機器 医03 手術用手袋及び指サック 非天然ゴム製検査・検診用手袋
製造販売届出番号:28B3X00001000042/JMDN:70976000



左右兼用

未滅菌

滑り止め加工

- 強度、耐油性、耐静電性に優れる合成ニトリルゴム製です。
- 長時間の着用でも疲れのないしなやかさを実現しました。
- アレルギーの原因となるラテックス・プロテインを含みません。
- 天然ゴム独特のゴム臭がありません。
- パウダーフリーのため、パウダーによるアレルギーや飛散の心配がありません。

写真はイメージです。
実際の色と異なる場合があります。

ラベンダーブルー

品番	サイズ	掌部幅	全長(※当社調べ)	厚み	入り数	定価	JANコード
SFTJN1135A	XS	約76mm	約230mm以上	掌部:約0.05mm以上 指先:約0.08mm以上	10箱/ケース (200枚/箱)	¥3,200/箱	4894476005555
SFTJN1135B	S	約86mm					4894476005562
SFTJN1135C	M	約98mm					4894476005579
SFTJN1135D	L	約107mm					4894476005586

発売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**
【メディカル事業部】

〒650-0033 神戸市中央区江戸町96番地ストロングビル8F

TEL : 078-327-2444 FAX : 078-327-2112

✉ medical@medicom-japan.com  www.facebook.com/medicomjapan

 www.medicom-japan.com 