



## 様々なシーンで快適にご使用いただける D.C. シリーズ




### D.C. 車いすクッション

へたりにくく耐久性の強い高品質ラテックスを使用したクッションは体圧分散性に優れ、さまざまな痛みを低減します。厚さわずか5cmでも反発力があるため底付き感がありません。また、疲れにくく、仙骨座りになりにくい商品です。

定価(税抜) **9,000円**

商品番号: DC0201  
TAISコード: 01697-000004  
サイズ: 40×40×5cm  
中材: ラテックス 100%  
側地: グリーン ポリエステル防水  
(アルコール消毒、塩素系洗剤使用可。ベンゼン使用不可)

別注 サイズ変更、通気生地への変更など承ります。  
別にお見積りを差し上げますので、条件をご連絡ください。



### 手術台用トッパー

手術台付属のマットレス上で使用する除圧対策パッド。体圧分散性が高く、長時間の手術に最適。中材のラテックスは復元力が高くへたりにくいため、繰り返しご使用いただくことが可能です。

定価(税抜) **48,000円** (滑り止めなし)

商品番号: DC0301  
サイズ: 50×191×2.5cm  
中材: ラテックス 100%  
側地: グリーン ポリエステル防水  
(アルコール消毒、塩素系洗剤使用可。ベンゼン使用不可)

別注 サイズ変更、通気生地への変更など承ります。  
別にお見積りを差し上げますので、条件をご連絡ください。

#### ご使用の際の注意事項

側地のポリウレタン生地は滑りにくい素材であり、コスト低減のため滑り止めは付けていません。滑り止めが必要な場合は100円ショップ等でご購入してご使用ください。

お問い合わせ先

**tel.025-210-7111**

fax.025-201-6752 / E-mail: ishihara@greenaway-corp.com

GAC  
ジー・エー・シー

販売元  
GAC (株)グリーンウェイ・コーポレーション  
〒951-8068 新潟市中央区上大川前通4番町37-1-206

<http://www.dcpad.net>