



Sサイズ 500回
(10回×1枚)×50袋



Sサイズ 1000回
(10回×10枚)×10袋



Mサイズ 500回
(10回×10枚)×5袋



Lサイズ 500回
(10回×10枚)×5袋

販売名	サイズ	包装	JANコード
ブラッドバン	S	500回 (10回×1枚)×50袋	4 987235 011086
		1000回 (10回×10枚)×10袋	4 987235 011093
	M	500回 (10回×10枚)×5袋	4 987235 011109
ブラッドバン _L		500回 (10回×10枚)×5袋	4 987235 011116

製造販売元  祐徳薬品工業株式会社
佐賀県鹿島市大字納富分2596番地1

2010年 6月作成
2015年 9月印刷

TEL0954-63-1231 (代)

BL003K
18509-216



4枚連(1枚/袋×4袋)×20

・箱(直接の容器)の記載事項・

【使用目的】

傷の被覆及び保護, 傷口の皮膚接合, 身体の創傷部位の支持等に用いる。

【使用方法】

- ・ 静脈注射, 採血, 予防注射後の被覆保護
- ・ 関節穿刺後の被覆保護

包装を開いて本品を取り出し, 穿刺部にパッドをあてて周りのテープでしっかり固定してください。

【貯蔵・保管方法】

水濡れに注意し, 高温, 多湿, 直射日光の当たる場所を避けて, 室温で保管してください。

【使用上の注意】

- 本品の使用中に, 創部に感染又は皮膚障害(発疹・発赤, かゆみ等)と思われる症状が現れた場合は, 使用を中止し, 適切な治療を行ってください。
- 本品の使用中に, 濡れたり汚れたりした場合や, 血液や滲出液などのにじみがみられた場合は, 直ちに新しいものと貼りかえてください。
- 包装に汚れや破損, 水濡れなどがあるものは使用しないでください。
- 開封後は, 直ちに使用してください。
- 使用後は皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくり剥がしてください。

【包装】

直径 36 mm (パッド直径 16 mm) 80 枚入り

販売名	サイズ	包装	JAN コード
ブラッドバン プレスパッドマイルド	直径 36 mm (パッド直径 16 mm)	80 枚 (1 枚 / 袋 × 80 袋)	4 987235 011154

※優肌絆[®]は日東電工株式会社の登録商標です。

2014年10月作成
2015年10月印刷

ベンザルコニウム塩化物含有パッド

医療用品 4 整形用品
一般医療機器 救急絆創膏
JMDNコード 34864000

カットバン®




医家向

再使用禁止



- 傷につきにくい特殊パッドを使用
- 半透明なので、どこに貼っても目立たない
- やわらかで粘着がよく、お肌にぴったり
- 気孔がついているのでむれにくい
- 皮膚刺激性の低いアクリル系粘着剤を使用



ポリオレフィンネット付不織布パッドはベンザルコニウム塩化物薬液で消毒済


Sサイズ



実寸大

Sサイズ/No.50S 15mm×52mm
包装/200枚入 パッドサイズ/7.5mm×17mm 梱入数/90個


Mサイズ



実寸大

Mサイズ/No.100M 19mm×72mm
包装/100枚入 パッドサイズ/13mm×24mm 梱入数/120個
/No.200M 19mm×72mm
包装/200枚入 パッドサイズ/13mm×24mm 梱入数/60個


Lサイズ



実寸大

Lサイズ/No.250L 25mm×72mm
包装/100枚入 パッドサイズ/19mm×24mm 梱入数/80個


パッチサイズ



実寸大


パッチサイズ/No.38P
38mm×38mm
包装/100枚入
パッドサイズ/19mm×19mm
梱入数/80個

フリーサイズ



幅実寸大

フリーサイズ/No.55
55mm×2.5m
包装/2巻入
パッドサイズ/19mm幅
梱入数/50個



幅実寸大

フリーサイズ/No.72 72mm×2.5m
包装/2巻入 パッドサイズ/31.5mm幅 梱入数/40個

パッケージ	外形	規格 包装	パッケージ(サイズ・重量)	JANコード	参考 価格
			内装入数(サイズ・重量)		
			梱入数(サイズ・重量)		
摘要					

布絆創膏

ユトクバン®

	ヤールバン 17.5cm×91cm ×1巻	(40×193× 38mm・72g) 20個(203×155×196mm・1450g) 120個(230×603×336mm・9.0kg)	 4 987235 010010	590
	No.12 12mm×5m ×5巻	(53× 53× 65mm・85g) 10個(113×275× 69mm・860g) 160個(289×477×305mm・14.4kg)	 4 987235 010034	970
	No.25 25mm×5m ×1巻	(53× 53× 30mm・36g) 10個(113×275× 33mm・370g) 360個(289×477×305mm・13.6kg)	 4 987235 010041	380
	No.50 50mm×5m ×1巻	(53× 53× 53mm・68g) 10個(113×275× 57mm・690g) 200個(289×477×305mm・14.5kg)	 4 987235 010058	740
	No.75 75mm×5m ×1巻	(53× 53× 78mm・103g) 10個(113×275× 82mm・1040g) 120個(289×477×305mm・13.4kg)	 4 987235 010065	1,040
	注射絆 9mm×9mm ×5,000枚	(49×135× 53mm・160g) 48個(310×393×281mm・8.0kg)	 4 987235 010072	4,030

- 矯正位の保持、骨折・脱臼の整復固定、拘縮および不良肢位の牽引に適する。
- 重固定に合成ゴム系粘着剤を使用。

- 指先でタテヨコ自由に切れる。
- 水にぬれても剥がれにくい。
- 〈注射絆〉 ●出血防止。