

光る源氏PLUS 反射実験試料

LX高反射シート加工で暗所で光を反射
夕方、夜間に車などのヘッドライトでドライバーに認識をさせ安全性がUP
統一感のあるゴムチップでオシャレな杖
柔らかいシートで覆われているので傷がつきにくく美しさ長持ち



ヘッドライトで20M離れた所から
3本は確認できるが
実は4本並んでいる



左の写真を拡大

夜間20M距離
車のヘッドライト照射

左 光る源氏
右 ベーシック杖



黄色系のヘッドライトで照射



白色系のヘッドライトで照射



2本での比較 20mから照射