



ファロス製品情報



Tape
テープ



× Acupuncture
鍼 ×



Moxibustion
灸



株式会社 **ファロス**



PHAROS

ファロス会社情報



PHAROS

私たちファロスは 鍼・灸・テープを通して健康を見守る会社です

紀元前3世紀のエジプト。

アレキサンドリア沖のファロス島に建設された世界初の灯台です。

あのクレオパトラも眺めたと言われ、世界七不思議の1つに数えられています。

灯台は船舶の旅行を見守る必要不可欠なもの。私たちファロスも皆様の健康を見守る会社でありたい…。

そういう思いを社名に込めました。

私たちは「ファロスの灯台」のように日本だけでなく、

中国の工場や販売実績のあるアメリカ、ヨーロッパ、オーストラリアまでを視野に入れた

グローバルな商品を提供させていただきます。

Point 1 オートメーション研磨で鍼尖が均一




オートメーション研磨された
ファロス ディスポ鍼の鍼尖

悪い例

湾曲した鍼尖	かぎ状の鍼尖	平らな鍼尖	中心のずれた鍼尖
痛みの原因	極度の痛み 皮膚組織への ダメージ	皮膚組織への ダメージ	刺入ポイントの ズレ 刺入時の不快感

Point 2 クリーンルームで超音波洗浄及び検品、包装



超音波洗浄されたクリーンな
ファロス ディスポ鍼の鍼尖

悪い例

無機物の付着	研磨剤の残り	金属片の付着	油汚れ
<p>刺入経路の黒ずみ・かゆみ・赤い発疹の原因</p>			


Point 3 ステンレス(SUS304)
鋼線材使用

Point 4 JIS T 9301単回使用
ごうしん(毫鍼)適応

Point 5 ISO13485標準に
適合

Point 6 スキン・セーフティ

鍼管の両端の角をなくし、
肌への痛みを和らげます。




従来品

ファロス
ディスポ鍼

Point 7 フィンガー・セーフティ

個別包装パッケージのプリスターが
剥離紙から剥がしやすく、
指に引っ掛かりにくい構造です。



プリスター

従来品

ファロス
ディスポ鍼

Point 8 鍼ぬけ防止のため
カシメ方法を自動化

医療機器認証番号 221AGBZX00086000
管理医療機器



ファロス製品情報 — A300 / C300 —

管理医療機器
ファロス ディスポ鍼
A300

職人鍼 Syokuninshin
A300 300本入
寸6・3番 0.20mm

滅菌済 5本1包装 アルミ製

医療機器認証番号 221AGBZX00086000

管理医療機器
ファロス ディスポ鍼
C300

職人鍼 Syokuninshin
C300 300本入
寸6・3番 0.20mm

滅菌済 個別包装 合金製

医療機器認証番号 221AGBZX00086000


Point 1 5本1包装で使いやすい!
鍼は清潔・安全が必須条件。
だから滅菌して鍼5本と鍼管1本を1つに梱包。



Point 2 軽くて使いやすいアルミ製の鍼柄
鍼柄は軽くて使いやすいアルミ製で
鍼体は特選ステンレス鋼線材。
熱に弱いので灸頭鍼にはご使用できません。



Point 3 カラーホルダー付で鍼を守る
アルミ製は軽いけれど、
曲がりやすいのが難点。
だから、カラーホルダーで
折れや曲がり防止。



製品サイズ表

番手	線径	鍼体長			
		1寸(30mm)	寸3(39mm)	寸6(48mm)	2寸(60mm)
00番	0.12mm	●			
0番	0.14mm	●			
1番	0.16mm	●	●		
2番	0.18mm	●	●	●	
3番	0.20mm	●	●	●	●
4番	0.22mm	●	●	●	●
5番	0.24mm	●	●	●	●
8番	0.30mm	●	●	●	●

「はり師」、「医師」または「歯科医師」の資格をお持ちの方以外には販売できません。

Point 1 ワンタッチタイプ
鍼ごとに鍼管付きで
ストッパーなしだから
片手の操作が可能。



Point 3 合金製の鍼柄
鍼柄は合金製で鍼体は特選ステンレス鋼線材。
だから灸頭鍼に使用可能です。



Point 3 個別包装だから清潔!
鍼は清潔・安全が必須条件。
だから滅菌した鍼と鍼管を1本ずつ個別包装。



製品サイズ表

番手	線径	鍼体長			
		1寸(30mm)	寸3(39mm)	寸6(48mm)	2寸(60mm)
00番	0.12mm	●			
0番	0.14mm	●			
1番	0.16mm	●	●		
2番	0.18mm	●	●	●	
3番	0.20mm	●	●	●	●
4番	0.22mm	●	●	●	●
5番	0.24mm	●	●	●	●
8番	0.30mm	●	●	●	●

「はり師」、「医師」または「歯科医師」の資格をお持ちの方以外には販売できません。



ファロス製品情報 ——— KB短鍼／円皮鍼 ———

管理医療機器

ファロス ディスポ鍼
KB短鍼

滅菌済 個別包装 アルミ製

医療機器認証番号 221AGBZX00086000

Point 1 個別包装だから清潔!
鍼は清潔・安全が必須条件。
だから滅菌した鍼を1本ずつ個別包装。

**Point 2 軽くて使いやすい
アルミ製の鍼柄**
鍼柄は軽くて使いやすいアルミ製で
鍼体は特選ステンレス鋼線材。
熱に弱いので灸頭鍼にはご使用できません。

Point 3 短鍼で広がる施術方法
鍼管がないのでピンポイントで施術点へ。
素早く片手操作が可能です。

短鍼で広がる施術方法
美容鍼 耳 鍼
頭皮鍼 皮膚鍼

Point 4 他にはない7mmサイズ
鍼の長さは7mm・10mm・15mmの3種類。
安全深度。

同じ線径で3種類ともあるのは
0番と1番です。
その他は下記製品サイズ表で
ご確認ください。

製品サイズ表

番手	線径	鍼体長		
		7mm	10mm	15mm
00番	0.12mm	●	●	
0番	0.14mm	●	●	●
1番	0.16mm	●	●	●
2番	0.18mm			●
3番	0.20mm			●

「はり師」、「医師」または「歯科医師」の資格をお持ちの方以外には販売できません。

管理医療機器

vinco 円皮鍼
ファロス

滅菌済 二重テープ 肌に優しい

医療機器認証番号 221AGBZX00087000

Point 1 二重テープで鍼を固定。
ファロス自慢の二重テープ構造だから
安全・安心。

横から見た構造イメージ

Point 2 肌に優しいサージカルテープ
通気性が高いサージカルテープは
肌に優しく、使いやすい。

Point 3 ブリスターパックで滅菌済

製品サイズ表

線径	鍼体長			
	0.9mm	1.1mm	1.35mm	1.6mm
0.18mm	●	●	●	
0.20mm				●

「はり師」、「医師」または「歯科医師」の資格をお持ちの方以外には販売できません。



ファロス製品情報 ——— SARASAメディカルニードル ———

NEW
美容外科の現場から生まれたやさしい鍼登場!

PHAROS
SARASA
メディカルニードル
Medical Needle

マジック鍼尖 優れた弾力性 シリコン塗布 **240本入**

4本1包装 滅菌済


美容外科で使われる「マジックニードル」は先端の丸みと柔軟性・弾力性の高さが人気。その特性を鍼灸業界で応用すべく研究を重ねた「メディカルニードル」が新登場!

鍼柄:合金製
鍼体:ステンレス鋼線材
管理医療機器
第221AGBZX00086000号

Point 1 “あえて”丸い鍼尖!!

鈍形状の鍼尖は従来の鍼と比較して内出血等のリスクを低くします。こだわりの丸みが、内出血や痛みを軽減するから安心・安全。

【鍼尖の拡大写真】



従来のファロスディスボ鍼 (C300)

メディカルニードル

Point 2 弾力性の高い鍼体!!

柔軟性・弾力性がある鍼は、刺した時に痛みが少ない、身体に馴染みやすく安心・安全な施術を実現。

Point 3 シリコン塗布だから刺しやすい!

シリコンコーティングされた鍼は刺し入れるときの痛みを最小限に抑え、さらに刺しやすい。痛みや皮下出血のリスクが低減して穿皮・刺入をスムーズに!

Point 4 カラー鍼管で番手がわかりやすい

Point 5 従来の細さの鍼管で、打ちたいところに打ちやすい



私がお薦めいたします。



あさひ美容外科で使用する「マジックニードル」は、先端に丸みがある針です。皮膚組織の損傷、血管損傷のリスクを抑え、出血も極力軽減できるため、大変重宝しています。そこで、鍼灸鍼に応用してみてもとファロスさんにお勧めしたところ、この「SARASAメディカルニードル」が誕生しました。美容整形の最先端技術を取り入れた新しい鍼は、使いやすく、患者様の痛みも軽減できる安心・安全の鍼と言えると思います。

あさひ美容外科 総院長 小国 英昭

製品サイズ表

番手	線径	鍼体長			
		1寸(30mm)	寸3(39mm)	寸6(48mm)	2寸(60mm)
00番	0.12mm	●			
0番	0.14mm	●	●	●	
1番	0.16mm	●	●	●	●
2番	0.18mm	●	●	●	●
3番	0.20mm	●	●	●	●
4番	0.22mm				
5番	0.24mm		●	●	●
8番	0.30mm				●

「はり師」、「医師」または「歯科医師」の資格をお持ちの方以外には販売できません。

新発売

富士柔™

FUJIYAWARA

こだわりの温かさ、もぐさの香り。
必要な時、必要な数だけ。

ウォーム灸 WARM KYU

新発売

富士山灸

Fujiyama Kyu

ほどよい温熱とよもぎの成分で
身体のバランスを整える
優れたお灸効果

■ 倒れにくい台座灸
■ 温度は4種類

かんたん灸

強 中 弱 ソフト

Point 1 こだわりの温かさを
3段階の「ウォーム」で表現。
だから、繊細な温かさと心地よさを満喫!

ワンウォーム ダブルウォーム トリプルウォーム

やさしい温かさ 基本の温かさ しっかりとした温かさ
温かさレベル 弱 温かさレベル 中 温かさレベル 強

Point 2 新しいフォルダーで
必要な時、必要な分だけ!
だから、管理しやすく、清潔に使える!

意匠登録申請中

Point 3 パッケージとお灸の台座が
ウォームレベルごとに色分け!
だから、間違えを防ぎ、効率もUP!

弱 中 強

Point 4 安心・安全の台座灸

どこにでも貼れる
強い粘着力
皮膚の側面や斜めの面など
どこにでも貼れて、
倒れにくい。

台座の中央には小さな穴
皮膚との間に空洞ができ、
その空気を艾の熱が温め
皮膚に伝わるので
火傷しにくい。

Point 1 かんたん灸

簡単にお灸ができ、心地よい熱感と
良質なモグサの香りをお楽しみ頂けます。

Step 1 台座の裏面のシールをはがす

Step 2 モグサに火をつける

Step 3 皮膚の上に取り付ける

Point 2 安心・安全の台座灸

どこにでも貼れる
強い粘着力
皮膚の側面や斜めの面など
どこにでも貼れて
、倒れにくい。

台座の中央には小さな穴
皮膚との間に空洞ができ、
その空気を艾の熱が
温め皮膚に伝わるので
火傷しにくい。

Point 3 温熱の強弱で
4種類のタイプを使い分け

症状や状況、部位に応じて
幅広くご利用していただけるラインナップ。

40℃ 45℃ 50℃

ソフト 弱 中 強

おだやかな温熱のソフトタイプ 最も温熱効果のある強

Point 4 種類の違いが一目で分かる
台座の色

使う時や保存しておく時に安心の色分け。

ソフト 弱 中 強

Point 5 点火から火が消えて冷めるまで。持続効果抜群。

点火と同時にモグサの温熱効果が浸透していき、
火が消えても台座が冷めるまで効果が続きます。

職人灸

のり付きタイプ
Shokunin Moxibustion With Glue



- ◆ 高品質もぐさを厳選
- ◆ 便利な押棒付き
- ◆ 温度と燃焼時間の均一化


Point 1 高品質のもぐさを使用

厳選した高品質のもぐさを使用。質感の違いをお試しください。




Point 2 便利な押棒つき

押棒には「のり」のくっつきを抑える施しがされ、より使いやすくなっています。




Point 3 温度と燃焼時間を均一に

個々の内容量にバラツキが生まれないうよう、作業工程を機械化。



Point 4 温熱の強弱で3種類のタイプを使い分け

症状や状況、部位に応じて幅広くご利用いただけるラインナップ。



Point 5 のり付きタイプは手優しいのり使用。

剥がれにくい「のりあと」が残りません。シュリンク包装採用でお灸が倒れず汚れません、湿気も予防します。

温灸純艾條

(中国棒灸)

100%もぐさ



Point 100%もぐさ

厳選した高品質のもぐさを使用。質感の違いをお試しください。


金粒磁灸

肌色テープ付



Point 肌色テープ付き

テープは肌色で使用時に目立たず、肌にやさしいから安心。






ファロス製品情報 ——— さらさキネシオロジーテープ / SARASA7 ———



Point 1 3D加工による通気性の向上


アクリル糊の面積を最小限に抑えた3D加工。
粘着部分がウェーブ状に交互に塗工されているので肌にやさしい。



意匠登録済


Point 2 筋肉の収縮とほぼ同率の伸縮性

限度以上に筋肉が収縮することを防ぎ、皮膚が持ち上げられることで、皮膚と筋肉の間の血液の流れが改善されます。




Point 3 水に強い撥水加工

しっかりと水を弾くのでスポーツ時の発汗、シャワー、入浴も大丈夫。




Point 4 選べる4色カラー

ファッションブルでカラフルな色彩はスポーツ選手も愛用し、お子様にも大人気。テーピングの練習用にも最適です。



ベージュ 青 赤 黒

特長比較図



製品サイズ表

長さ (1巻)	特記	幅			
		2.5cm	3.75cm	5cm	7.5cm
5m		●	●	●●●●	●
30m	業務用			●	

Point 1 素材は合成繊維と天然コットン

合成繊維の使用で伸縮性と耐久性がアップしました。




Point 2 SARASAのロゴを印刷

弊社の自信と責任を表すロゴを印刷しています。



Point 3 持ち運びに便利な新パッケージ

蓋を回すだけで収納可能。開封する手間が省けます。



Point 4 プレカットタイプは角を曲線にカット

テープの角が丸いので剥がれにくくなっています。




Point 5 用途に合わせて2タイプ×7色

2つのタイプが各7色で合計14種類。あらゆるシーンで役に立つテープです。

1	2	3	4	5	6	7	
ベージュ	ブルー	ピンク	ブラック	イエロー	グリーン	オレンジ	プレカットタイプ
1	2	3	4	5	6	7	ロールタイプ

特長比較図



製品サイズ表

種類	幅×長さ	特長					入数
		色					
プレカットタイプ	5cm×25cm	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	17枚入
ロールタイプ	5cm×5m	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	1巻入



Point 1

臨床家が研究開発したもので、「より臨床的」「より経済的」なテープを開発することに成功しました。



Point 1

厚手生地使用

弾力性があり、圧迫固定が可能です。



Point 2

粘着力と柔軟性が高い

関節等を絶妙なフィット感で固定します。長時間安定し、重ね貼りも可能です。



Point 2

定番の使いやすい仕様

重ね貼りした状態で水や汗に濡れても剥がれにくい。



Point 3

肌に優しいのり

アクリル糊を使用しているのでカブレにくく安心です。




Point 3

撥水タイプ

水や汗に強く、速乾性があります。




特長比較図



製品サイズ表

長さ (1巻)	特記	幅			
		2.5cm	3.75cm	5cm	7.5cm
5m		● (12巻入)	● (8巻入)	● (6巻入)	● (4巻入)
30m	業務用			● (1巻入)	

特長比較図




製品サイズ表


長さ (1巻)	幅			
	2.5cm	3.75cm	5cm	7.5cm
3.5m	● (12巻入)	● (8巻入)	● (6巻入)	● (4巻入)
22m			● (1巻入)	



Point 1 引き出してカットしやすい
引き出してカットがしやすい設計になっております。



Point 2 抜群の通気性
テープに通気孔が空いているので通気性抜群。




Point 3 上質な素材で抜群の粘着力
合成ゴム系粘着剤を使用。粘着力が強く、安心してお使いいただけます。


製品サイズ表

長さ(1巻)	幅	
	3.8cm	5.0cm
13.7m	○ (8巻入)	○ (6巻入)

Point 1 通気性・伸縮性に自信
通気性が高くかぶれにくい。しなやかな伸縮性と耐久性。



Point 2 薄くても皮膚をしっかりと保護。
薄い素材を使用し、皮膚を保護するための下巻きに最適です。



製品サイズ表

長さ(1巻)	幅
	7.0cm
27.4m	○



Point 1 肩に!腰に!足に!
 スポーツの前、1日の始めに気になるところに**簡単貼るだけ**。



Point 2 貼ったまま入浴できます。
 人気テープシリーズのSARASA製品だから、チタンだけでなくテープの品質にこだわっています。



Point 3 薬剤、香料は使用していません。
 肌に直接つけるものだから、安心してお使いいただけるよう、**薬剤、香料は使用していません。**

Point 4 ペースメーカーの動作に影響を与えません。
 ペースメーカーに影響を及ぼす**電磁波を発生しません。**
 だから安心してご使用いただけます。

Point 1 いつでもどこでもリフレッシュ!
 仕事の合間、勉強の合間、遊びの合間など、場所を気にせず手軽にリフレッシュしていただけます。

色の方とリングをつける指が持つ意味

金 副交感神経的な作用のある色 リラックスしたい時や、一時的な疲れに。	右	人差し指	集中力、落ち着き
		薬指	心の安定、自分らしさ
		小指	明るい、活発的
銀 交感神経的な作用のある色 気合を入れたい時や、慢性的な疲れに。	左	人差し指	自分の気持ちに素直に
		中指	協調性、コミュニケーション
		薬指	愛を深める、絆を強める
		小指	願いを實現するパワー

Point 2 使い方はシンプル・簡単!
 指にはめて転がしてください。

