

プロカセット

プロカセット

重ねても優れた薬液浸透性。フタはピンセットで開放。



- 包装：
500個/箱
1,000個/箱
- カラー：
Whi Yel Pin Gre
Blu

プロベースモールド<スタンダード>

使用前の加温は不要。


プロカセット、ユニ・カセット、固定・包埋用カセットに適用。
きれいなパラフィンブロックを作製します。



- 包装：
100枚/箱

プロカセット<メガ>

より厚みのある検体用として。本体はプロカセットと共用。
メガ・タイプでは初の自動印字機対応。



- 包装：
500個/箱
1,000個/箱
- カラー：
Whi

プロベースモールド<メガ>

使用前の加温は不要。

厚みのあるパラフィンブロックを作製します。



- 包装：
100枚/箱

プロカセット<マクロ>

プロカセットシリーズの優れた薬液浸透性を継承。
大型カセットでは初の自動印字機対応。




- 包装：
500個/箱
- カラー：
Whi Yel Pin Gre
Blu

包埋皿201号<マクロ>

プロカセット<マクロ>専用包埋皿。


コーナーカットによりカセットの方向が一目でわかり、大きな
ブロックが取り出しやすいデザイン。



- 包装：
12枚/箱

豊富なカラーバリエーション

カッコ内の文字は各色と対応しています。



ユニ・カセット

ユニ・カセット<スタンダード>

組織片の固定～薄切～保存まで全プロセスを効率的に処理できるフタ付きカセット。通常検体用。10色揃って識別も容易。



- 包装：
250個/箱
1,000個/箱
4,000個/箱
- カラー：
Whi Tan Ora Lil
Gol Aqu Yel Pin
Gre Blu

ユニ・カセット<バイオプシー>

薬液入出孔1mm角、生検材料に最適です。



- 包装：
250個/箱
1,000個/箱
- カラー：
Whi Yel Gre Blu
Gry

ユニ・カセット<バイオプシー> シックス


微小検体6検体を同時処理。薬液入出孔はわずか0.3mm角。微小検体を手間なく処理できます。



- 包装：
250個/箱
1,000個/箱
4,000個/箱
(ホワイトのみ)
- カラー：
Whi Yel Gre Blu
Gry

ユニ・カセット<バイオプシー> シックス用濾紙

針生検等の微小検体に最適です。



- 包装：
100枚/包

ユニ・カセット<メガ・タイプ>

厚さ8～9mmの検体用。



- 包装：
250個/箱
1,000個/箱
- カラー：
Whi

包埋皿21号

メガ・タイプ専用。



- 包装：
6枚/箱

固定・包埋用カセット

固定・包埋用カセット

別売のプロセスカバーを付けば組織カゴに、外せばブロック台の役目をします。全10色。




●包装：500個/箱
1,500個/箱
3,000個/箱 (ホワイト、イエロー、ピンク、グリーン、ブルー)

●カラー：Whi Tan Ora Lil Gol Aqu Yel Pin Gre Blu

プロセスカバー

固定・包埋の専用蓋。スナップ式で固定・包埋カセットと密着します。



●包装：25枚/箱

包埋皿11号～16号

プロカセット、ユニ・カセット、固定・包埋用カセットに適用。最小必要量のパラフィンで、検体を適切な位置に包埋します。



●包装：12枚/箱

キングサイズカセット

大きな検体や腫瘍細胞の連続平行断面による検索も可能です。



●包装：500個/箱

キングサイズプロセスカバー

キングサイズカセット専用蓋。スナップ式でキングサイズカセットと密着します。



●包装：25枚/箱

包埋皿101号<キングサイズ>

キングサイズカセット専用包埋皿。




●包装：12枚/箱

包埋リング

包埋リング

包埋ブロックを作製する際、ブロック台の役目をします。包埋ブロックは包埋リングを支持台にして、そのままマイクロームに装着できます。



●包装：1,000個/箱

●カラー：Whi Yel Pin Gre Blu

包埋皿1号～7号

包埋リング用の包埋皿です。



●包装：12枚/箱