






符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		



均等耐荷重：100kg

※天面にはオプションオープン架台用
取付穴が4ヶ所空いています。

5	カンヌキ	1		
4	背板	1	両面ポリ合板	ハニカム構造
3	アジャスター (ナット付)	4	M8×P1.25	φ30 (黒色)
2	側板	R/L 各1	両面ポリ合板	ハニカム構造
1	トレスバ天板	1		ハニカム構造
品 番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考
作成	R 4. 1. 2 5	3角法	名 称	サイド実験台
承認	設計	製図		W1200×D750×H800
		中畑		ST-12K
		1/15		外観図
株式会社 サカエ			図 番	葉 番