





符号	日付	変更内容
△		
△		
△		



本体均等耐荷重：100kg
キャビネットワゴン均等耐荷重：30kg
浅・深引出し耐荷重：10kg/段
浅引出し有効内寸法：W362×D379×H88
深引出し有効内寸法：W362×D379×H123

※天面にはオプションオープン架台用
取付穴が4ヶ所空いています。

6	キャビネットワゴン	1		HA-4
5	カンヌキ	1		
4	背板	1	両面ポリ合板	ハニカム構造
3	アジャスター（ナット付）	4	M8×P1.25	φ30（黒色）
2	側板	R/L各1	両面ポリ合板	ハニカム構造
1	トレスバ天板	1		ハニカム構造
品番	部 品 名	1台分数量	材 質	備 考
作成	R 4. 1. 25	3角法	名 称	サイド実験台
承認	設計	製図		W1200×D750×H800
		中畑		ST-12HA
				外観図
株式会社 サカエ			図番	葉番