





本体均等耐荷重：100kg
キャビネットワゴン均等耐荷重：30kg
浅・深引出し耐荷重：10kg/段
浅引出し有効内寸法：W362×D379×H88
深引出し有効内寸法：W362×D379×H123

※天面にはオプションオープン架台用
取付穴が4ヶ所空いています。

6	キャビネットワゴン	1		HA-4	
5	カンヌキ	1			
4	背板	1	両面ポリ合板	ハニカム構造	
3	アジャスター（ナット付）	4	M8×P1.25	φ30（黒色）	
2	側板	R/L 各1	両面ポリ合板	ハニカム構造	
1	トレスパ天板	1		ハニカム構造	
品番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考	
作成	R 4. 1. 2 5	3 角 法	名 称	サイド実験台	
承認	設計	製 図		尺 度	W1500×D750×H800
					ST-15HA
		中畑		1 / 15	外観図
 株式会社 サカエ			図 番	葉 番	