






符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		



本体均等耐荷重：100kg
キャビネットワゴン均等耐荷重：30kg
浅・深引出し耐荷重：10kg/段
浅引出し有効内寸法：W362×D379×H88
深引出し有効内寸法：W362×D379×H123
ロッカー内有効寸法：W391×D405×H393
ロッカー内棚板寸法：W410×D330
ロッカー内棚板は30mmピッチ4段階の調整可能

※天面にはオプションオープン架台用
取付穴が4ヶ所空いています。

7	キャビネットワゴン	1		HB-1
6	キャビネットワゴン	1		HA-4
5	カンヌキ	1		
4	背板	1	両面ポリ合板	ハニカム構造
3	アジャスター（ナット付）	4	M8×P1.25	φ30（黒色）
2	側板	R/L 各1	両面ポリ合板	ハニカム構造
1	トレスバ天板	1		ハニカム構造
品 番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考
作 成	R 4. 1. 2 5	3 角 法	名 称	サイド実験台
承 認	設 計	製 図		W1500×D750×H800
		中 畑		ST-15HAB
				外観図
			図 番	葉 番