


符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		



本体均等耐荷重：100kg

キャビネットワゴン均等耐荷重：30kg

浅・深引出し耐荷重：10kg/段

浅引出し有効内寸法：W362×D379×H88

深引出し有効内寸法：W362×D379×H123

ロッカー内有効寸法：W391×D405×H393

ロッカー内棚板寸法：W410×D330

ロッカー内棚板は30mmピッチ4段階の調整可能

※天面にはオプションオープン架台用

取付穴が4ヶ所空いています。

7	キャビネットワゴン	1		HB-1	
6	キャビネットワゴン	1		HA-4	
5	カンヌキ	1			
4	背板	1	両面ポリ合板	ハニカム構造	
3	アジャスター（ナット付）	4	M8×P1.25	φ30（黒色）	
2	側板	R/L 各1	両面ポリ合板	ハニカム構造	
1	トレスバ天板	1		ハニカム構造	
品番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考	
作成	R 4. 1. 25	3角法	名 称	サイド実験台	
承認	設計	製 図		尺 度	W1800×D750×H800
		中畑		1 / 15	ST-18HAB
					外観図
 株式会社 サカイ			図 番	葉 番	