






符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		



均等耐荷重：100kg
引出し有効内寸法：W345×D376×H85
※天面にはオプションオープン架台用
取付穴が4ヶ所空いています。

5	引出し	4		
4	背板	1	両面ポリ合板	ハニカム構造
3	アジャスター（ナット付）	4	M8×P1.25	φ30（黒色）
2	側板	R/L 各1	両面ポリ合板	ハニカム構造
1	トレスバ天板	1		ハニカム構造
品 番	部 品 名	1 台 分 数 量	材 質	備 考
作 成	R 4. 1. 2 5	3 角 法	名 称	サイド実験台
承 認	設 計	製 図		W1800×D750×H800
		尺 度		STA-18K
		中 畑		外観図
		1 / 1 5	図 番	葉 番
株式会社 サカエ				